

BIO-RAD

2019 Bio-Rad Real-Time PCR 제품 증정 EVENT!

2019년 4월 15일~ 6월 21일까지

최대 28% 할인



CFX 96 Touch


Touch screen 방식의
5-Multiplex 가능한 모델




CFX Connect

SYBR®, FAM/HEX
사용 가능한 실용적인 모델


Why should I buy a BIO-RAD?



- ✓ CFX Connect와 CFX 96 등을 연결하여 총 4대의 기기 동시 운영 가능



- ✓ 램프방식이 아닌 LED 방식으로 반영구적인 사용과 유지관리 비용 절약
- ✓ 보정 전용 시약과 별도의 장비 calibration 과정이 필요없음!



- ✓ 균일한 가열/냉각이 가능한 honey comb block 사용
- ✓ 빠른 Ramping rate (5°C/sec)로 정확하고 신속한 결과 획득



- ✓ 다른 통계프로그램 없이, 실험 실행부터 분석까지 가능한 CFX Maestro Software 제공

모든 Real-Time PCR 구매 고객 혜택

1



cDNA 합성을 책임질 T100™ Thermal Cycler

5.7" VGA color touch screen
96 x 0.2 mL tubes, 0.2 mL tube strips,
or 1 x 96-well plate
Gradient range : 30-100°C

2



PCR 실험에 필수인 소형 원심분리기! ARA Mini 6

Max. 6,500 rpm
1.5 / 2.0 mL tubes (6 hole)
0.2 mL tube strips (8 hole X 2)

3



정확한 PCR을 위한 시약 & 소모품

- SsoAdvanced™ SYBR® Supermix
- Hard-shell 96 plates, clear well
- 'B' Sealing Film

BMS

주문 및 상담 02-3471-6500 / 042-824-7000
A/S 문의 02-3471-8171

bms.kr

BIO-RAD

최대 48% 할인

2019 Bio-Rad PCR 특별 할인 EVENT!

2019년 4월 15일~ 6월 21일까지



심플하고 경제적인 PCR
T100™ Thermal Cycler

- ✓ 빠르고 간편한 실행
- ✓ Gradient 온도 조절 가능
- ✓ 빠른 Ramping rate



다양한 모듈로 확장 가능한 PCR
C1000 Touch

- ✓ Real-time PCR로 Upgrade 가능
- ✓ Dynamic ramping 방식의 Thermal gradient 가능
- ✓ Dual block으로 2가지 Protocol run 가능(48/48)
- ✓ 다양한 well block (48/48, 96, 384, Deep)



모든 PCR 구매고객 혜택! ARA Mini 6 증정!



최대 6,500 rpm의 소형 원심분리기

Bio-Rad PCR은

- **EASY** 단 3번의 터치만으로 실행 가능
- **FAST** 빠른 Ramping rate로 정확한 실험
- **GRADIENT** 8 lane에 대한 Thermal gradient
- **TOUCH DOWN** Cycle마다 온도 및 시간 조절
- **OPTION** Real-time PCR로 Upgrade 가능

Bio-Rad의 모든 제품은
정품 사용을 권장합니다.

국내 공식 대리점 (주)비엠에스를 통하여 구매하신 제품은 철저한 유통관리로 제품 품질을 보장하며, 제품 상담부터 학술 지원 및 A/S까지 전문적인 서비스를 받으실 수 있습니다.

BMS

주문 및 상담 02-3471-6500 / 042-824-7000
A/S 문의 02-3471-8171

bms.kr

Copyright© 2019 Bio-Medical Science Co., Ltd.
All rights reserved. 019BM04A